

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo – cenowy SPZOZ SZWY / 2020

GRUPA 1 - Poz. 1-26, 31-35 Plecionka wchłanialna, powlekana 50% kopolimer glikolidu i l-laktydu Poli (glikolid i l-laktyd 35/65) 50% stearynian wapnia. Średnia wytrzymałość węzła na rozciąganie w okresie początkowym 140%. Okres podtrzymywania 0% po 35 dniach, wchłanianie całkowite 56-70 dni., poz. 27- 30 szew wchłanialny pleciony, z poliglaktyny, powlekany poligliktyną i stearynianem wapnia, czas całkowitej absorpcji ok.42 dni, czas podtrzymywania tkankowego 5 dni - 50%, 10-14 dni - 0%. Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm.

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	Nr 5/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca, 70-75cm	sasz.	72						
2.	Nr 4/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm	sasz.	72						
3.	Nr 3/0 - igła 24 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm	sasz.	360						
4.	Nr 3/0 - igła 30 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm	sasz.	360						
5.	Nr 2/0 - igła 30 mm, 3/8koła odwrotnie tnaca 70-75cm	szsz.	900						
6.	Nr 2/0 - igła 37 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm	sasz.	360						
7.	Nr 2/0 - igła 30 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm	sasz.	360						
8.	Nr 2/0 - igła 76 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm	sasz.	1000						
9.	Nr 0 - igła 43mm, 1/2koła okrągła 70-75cm	sasz.	72						
10.	Nr 2/0 - bez igły 140-150cm	sasz.	360						
11.	Nr 0 - bez igły 140-150cm	sasz.	500						
12.	Nr 0 - igła 30 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm	sasz.	300						
13.	Nr 0 - igła 26 mm, 1/2koła okrągła, 70-75cm	sasz.	72						
14.	Nr 0 - igła 37 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm	sasz.	900						
15.	Nr 0 - igła 37 mm, 1/2koła odwrotnie tnąca wzmocniona 90-100cm	sasz.	72						
16.	Nr 2- igła 40 mm, 1/2koła okrągła 90-100cm	sasz.	1000						
17.	Nr 2- igła 43 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm	szsz.	800						
18.	Nr 1 - igła 37 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm	sasz.	500						

19.	Nr 0 - igła 37mm, 1/2koła okrągła wzmocniona przeciwzakłuciowa 90cm bezbarwna	sasz.	72						
20.	Nr 1 - igła 30 mm, 1/2koła okrągła, podwójnie wzmocniona 90-100cm	sasz.	72						
21.	Nr 1 - igła 30 mm, haczykowata typu J, okrągła z krótkim tnącym końcem, 70-75cm	sasz.	140						
22.	Nr 3/0- igła 22 mm, 1/2koła okrągła, 70-75cm	sasz.	72						
23.	Nr 2/0- igła 26 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm	sasz.	72						
24.	Nr 2- igła 40 mm, 1/2koła odwrotnie tnąca 90-100cm	sasz.	72						
25.	Nr 1 - igła 43 mm, 1/2koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym 90-100cm	sasz.	36						
26.	Nr 3/0- igła 19 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca z zakończeniem micro-point 70-75cm bezbarwna	sasz.	36						
27.	Nr 3/0 - igła 26mm, 1/2koła okrągła,70-75cm	sasz.	36						
28.	Nr 3/0 - igła 22mm, 1/2koła okrągła, 70-75cm	sasz.	120						
29.	Nr 1 - igła 40mm, 1/2koła okrągła, 90-100cm	sasz.	160						
30.	Nr 1 - igła 48mm, 1/2koła okrągła, 90-100cm	sasz.	180						
31.	Nr 0 - igła 30 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca 70-75cm	sasz.	72						
32.	Nr 2 - igła 60mm, 1/2koła okrągła, 70-75cm	sasz.	108						
33.	Nr 2 - igła 65mm, 1/2koła okrągła, 90-100cm	sasz.	400						
34.	Nr 2 - igła 76mm, 1/2koła okrągła, 70-75cm	sasz.	72						
35.	Nr 1 - igła 48mm, 1/2koła okrągła, 90-100cm	sasz.	72						
36.	Nr. 2 dł. nitki min. 150cm	sasz.	240						
37.	Nr 2 - igła 65mm, 1/2koła okrągła, 240cm pętla	sasz.	72						
38.	Nr 1 - igła 40mm wzmocniona, 1/2koła okrągła, 150cm pętla	sasz.	72						
39.	Nr 1 - igła 60mm wzmocniona, 1/2koła okrągła, 150cm pętla	sasz.	48						

RAZEM

--	--	--

GRUPA 2 - Nić syntetyczna niewchłaniałna poliamidowa (z wyłączeniem poz. 11 polipropylen). Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm. Poz. 9 stapler Poz. 10 ekstraktor.

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	Nr 3/0 - igła 24 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, 70-75cm	sasz.	900						
2.	Nr 2/0 - igła 39 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, 70-75cm	sasz.	1000						
3.	Nr 1 - igła 30 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, 70-75cm	sasz.	72						
4.	Nr 2 - igła 90 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, 100cm	sasz.	150						
5.	Nr 4/0 - igła 19 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, 70-75cm	sasz.	72						
6.	Nr 4/0 - igła 24 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, 70-75cm	sasz.	72						
7.	Nr 5/0 - igła 20mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, 70-75cm	sasz.	72						
8.	Nr 0 - igła 30mm, 3/8koła odwrotnie tnąca dł. 40-50cm nić czarna, powlekana silikonem, pleciona	sasz.	36						
9.	Stapler skórny (1 magazynek =35 zszywek) powlekane teflonem	magazynek	240						
10.	Narzędzia wielorazowe ze stali chirurgicznej do zdejmowania w/w zszywek	szt	1						
11.	Nr 2/0 - igła prosta 51mm odwrotnie tnąca dł. 45cm, dwa dwukolorowe klipsy	sasz.	360						
RAZEM									

GRUPA 3 - Szew powlekany pleciony poliester niewchłaniałny powleczony silikonem. Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm.

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	Nr 2/0 - igła 30 mm, 1/2 koła okrągła 75 cm	sasz.	180						
2.	Nr 0 - igła 30 mm, 1/2 koła okrągła 75 cm	sasz.	340						
3.	Nr 1 - igła 25 mm, 1/2 koła okrągła 75 cm	sasz.	72						
4.	Nr 1 - igła 37 mm, 1/2 koła okrągła 75 cm	sasz.	108						
5.	Nr. 4/0 - igła x 2 16mm 3/8 koła okrągła, 75 cm	sasz.	36						

6.	Nr. 4/0 - igła x 2 20mm 1/2 koła okrągła , 75 cm	sasz.	36						
7.	Niewchłanialny szew do ładowalnego urządzenia do szycia i wiązania laparoskopowego dł 18 cm grubość nici 2/0	sasz.	12						
RAZEM									

GRUPA 4 - staplery, szwy kapciuchowe i siatki przepuklinowe

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	Stapler okrężny, jednorazowego użytku, zakrzywiony z łamanym trzpieniem, sterylny pakowany pojedynczo w rozmiarach 25; 28; 31; 33; 34	szt	20						
2.	wielokrotnego użytku, wysokość zszywki przed zamknięciem w dwóch rozmiarach 3,5mm i 4,8mm, sterylny pakowany pojedynczo (stapler wielorazowego użytku do zakładania ładunku jednorazowego, autoklawowalny 1 szt – użyczenie)	szt	20						
3.	Szew kapciuchowy jednorazowego użytku – 65mm ze szwem poliamidowym o rozmiarze 2/0. Mocowanie 28 stalowymi zszywkami	szt	2						
4.	Urządzenie do szycia i wiązania laparoskopowego		1						
5.	Siatka polipropylenowa monofilamentowa o ciężarze 96g/m ² i rozmiarze porów 0,38 x 0,38 mm 15X15	szt	2						
6.	Siatka polipropylenowa monofilamentowa o ciężarze 96g/m ² i rozmiarze porów 0,38 x 0,38 mm 35X22	szt.	2						
7.	Syntetyczna siatka z poliestru wielowłóknowego trójwymiarowego, dwustronna dootrzewnowa z wchłaniálną warstwą hydrofilową zapobiegającą powstawaniu zrostów Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu. Poliester o gramaturze 88g/m ² , grubość od 1,5mm do 2mm 20X15	szt	1						
RAZEM									

GRUPA 5 - Plecionka syntetyczna, wchłaniálna, z igły , powlekana, sterylna, dł. nitki 70-100cm, całkowity czas absorpcji 50-70 dni charakterystyka podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 70- 80% pierwotnej siły po 3 tygodniach 30-50% pierwotnej siły podtrzymania jedna nitka w saszetce. Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm.

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	Nr 2/0 igła 25-26mm ½ koła stożkowa	sasz.	96						
2.	Nr 2 igła 40mm ½ koła stożkowa	sasz.	96						

3.	Nr 3/0 igła 20-22mm ½ koła stożkowa	sasz.	96						
RAZEM									

GRUPA 6 - klej tkankowy i wosk kostny

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	Klej tkankowy a' 5x0,5ml do wszczepiania siatek i żyłaków przełyku, sterylny, pakowany pojedynczo	op	2						
2.	Wosk kostny dwuskładnikowy: 70% wosk pszczeli, 30% wazelina; sztabka 2,95	sasz.	48						
RAZEM									

GRUPA 7 – Klipsy, klipsownice

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	Klipsy naczyniowe, polimerowe, niewchłaniające w rozmiarze (L) pakowane w magazynku do wyboru przez zamawiającego po 4 oraz 6 sztuk. 20 magazynków w opakowaniu.	szt	120						
2.	Dzierżawa na czas trwania umowy wielorazowej klipsownicy laparoskopowej do klipsów polimerowych w rozmiarze (L) Użyczona klipsownica jest własnością Wykonawcy i zostanie zwrócona w terminie do 30 dni po wygaśnięciu umowy. Zamawiający posiada własną klipsownicę Beryl Med Ltd., nr. kat. 0301-04LE .	mies	12						
3.	Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Wymiary: długość 7,9mm, rozwarłość ramion: 8,1mm. 20x6 klipsów, sterylny	szt	720						
4.	Dzierżawa na czas trwania umowy wielorazowej klipsownicy kompatybilnej z w/w klipsami. Użyczona klipsownica jest własnością Wykonawcy i zostanie zwrócona w terminie do 30 dni po wygaśnięciu umowy. Zamawiający posiada własną klipsownicę firmy Aesculap Chifa.	mies	12						

5.	Klipsy tytanowe rozmiar L (duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Wymiary: długość 10,7mm, rozwarłość ramion: 11mm.	szt	240							
6.	kompatybilnej z w/w poz.5 klipsami. Użyczona klipsownica jest własnością Wykonawcy i zostanie zwrócona w terminie do 30 dni po wygaśnięciu umowy.	mies	12							
RAZEM										

GRUPA 8 – Siatki lekkie do operacji przepuklin

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	Siatka przepuklinowa, niewchłaniająca, jałowa, polipropylenowa, monofilamentowa, dwukierunkowa elastyczność, grubość siatki 0,27 mm, grubość nitki 80 µm, porowatość 1500 µm, porowatość 91,9%, gramatura 19 g/m ² , rozmiar 15 x 15 cm.	szt.	2						
2.	Siatka przepuklinowa, niewchłaniająca, jałowa, polipropylenowa, monofilamentowa, grubość siatki 0,32 mm, grubość nitki 80 µm, porowatość 1390 µm, porowatość 89,2%, gramatura 30 g/m ² , rozmiar 15 x 15 cm.	szt.	2						
RAZEM									

GRUPA 9 – siatka przepuklinowa, system Plug do metody Rutkova. Każda siatka musi posiadać informacje o nazwie producenta, dacie ważności i numerze serii w postaci co najmniej jednej samoprzylepnej naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta.

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	Siatka polipropylenowa 80-85g/m ² , wielkość porów 0,8mm - do zabiegów metodą Rutkova, dwuczęściowa, przestrzenna 3D, częścią płaską i różyczką, rozmiar: średni, głębokość korka 3,25cm, rozmiar siatki 5x10cm, sterylna, pakowana pojedynczo	szt.	90						
2.	Siatka polipropylenowa 80-85g/m ² , wielkość porów 0,8mm - do zabiegów metodą Rutkova, dwuczęściowa, przestrzenna 3D, częścią płaską i różyczką, rozmiar: duży, głębokość korka 3,75cm, rozmiar siatki 5x10cm, sterylna, pakowana pojedynczo	szt.	10						
RAZEM									

data.....

podpis wykonawcy.....

