

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo – cenowy

GRUPA I - Szew wchłaniający, powlekany poliglikonatem, pleciony, syntetyczny (100% kwas poliglikolowy), poz.1-23: czas całkowitej absorpcji 60-90 dni, charakterystyka podtrzymywania tkankowego 14 dni 60-70%, 21dni 24-42%, długość nitki min. 70cm, poz. 24 – 26: czas całkowitej absorpcji ok.42 dni, czas podtrzymywania tkankowego 5 dni-50%, 10-14 dni-0%, długość nitki min.90cm, Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm.

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	Nr 5/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca	sasz.	72						
2	Nr 4/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca	sasz.	144						
3	Nr 4/0 – igła 18-19mm, 3/8 koła, okrągła	sasz.	36						
4	Nr 4/0 - igła 24 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca	sasz.	72						
5	Nr 3/0 - igła 24 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca	sasz.	792						
6	Nr 3/0 - igła 30 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca	sasz.	180						
7	Nr 3/0 - igła 26-27mm, 1/2koła, okrągła	sasz.	36						
8	Nr 2/0 - igła 30 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca	sasz.	756						
9	Nr 2/0 - igła 37 mm, 1/2koła okrągła	sasz.	360						
10	Nr 2/0 - igła 30 mm, 1/2koła okrągła	sasz.	720						
11	Nr 2/0 - igła 76 mm, 1/2koła okrągła	sasz.	720						
12	Nr 0 - igła 76 mm, 1/2koła okrągła	sasz.	36						
13	Nr 0 - igła 30 mm, 1/2koła okrągła	sasz.	360						
14	Nr 0 - igła 26-27 mm, 1/2koła okrągła, pogrubiona	sasz.	72						
15	Nr 0 - igła 37 mm, 1/2koła okrągła	sasz.	360						
16	Nr 0 - igła 37 mm, 1/2koła odwrotnie tnąca	sasz.	36						

17	Nr 2/0 - igła 26 mm, 1/2koła okrągła	sasz.	36							
18	Nr 2/0 - igła 22 mm, 1/2koła okrągła	sasz.	36							
19	Nr 1 - igła 76 mm, 1/2koła okrągła	sasz.	36							
20	Nr 2 - igła 43 mm, 1/2koła okrągła dł. nitki min. 90cm	sasz.	180							
21	Nr 1 - igła 40 mm, 1/2koła okrągła, pogrubiona	sasz.	360							
22	Nr 1 - igła 30 mm, 1/2koła okrągła pogrubiona	sasz.	36							
23	Nr 2 - igła 40 mm, 1/2koła okrągła pogrubiona	sasz.	1500							
24	Nr 1 - igła 40mm, 1/2koła okrągła, pogrubiona	sasz.	1080							
25	Nr 1 - igła 48mm, 1/2koła okrągła	sasz.	72							
26	Nr 2/0 - igła 22mm, 1/2koła okrągła	sasz.	108							
27	Nr 2/0 – szew wchłaniający, bez igły, dł. min. 140cm, jedna nitka w saszetce, powlekany, pleciony, syntetyczny (100% kwas poliglikolowy); czas całkowitej absorpcji 60-90 dni, charakterystyka podtrzymywania tkankowego: 14dni 60-70%, 21 dni 24-42%	sasz.	360							
28	Nr 0 – szew wchłaniający, bez igły, dł. min. 140cm, jedna nitka w saszetce, powlekany, pleciony, syntetyczny (100% kwas poliglikolowy); czas całkowitej absorpcji 60-90 dni, charakterystyka podtrzymywania tkankowego: 14dni 60-70%, 21 dni 24-42%	sasz.	500							
RAZEM										

GRUPA II - Materiały chirurgiczne do szycia skóry: poz 1 – 9: szew niewchłaniający, poliamidowy, monofilament, dł. nitki min 75cm. Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm.

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	Nr 3/0 - igła 24 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca	sasz.	936						
2	Nr 2/0 - igła 39-40 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca	sasz.	896						
3	Nr 1 - igła 30 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca	sasz.	396						
4	Nr 4/0 - igła 19 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca	sasz.	252						
5	Nr 4/0 - igła 24 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca	sasz.	216						
6	Nr 5/0 - igła 19 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca		36						
7	Nr 0 - igła 60 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, dł. nitki min 100cm	sasz.	80						
8	Nr 1 - igła 40 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, dł. nitki min 90cm	sasz.	36						
9	Nr 0 igła 48mm, 1/2 koła okrągła, pętla, dł. nitki min. 150cm	sasz.	36						
10	Stapler skórny (zszywka)	szt.	420						
11	Narzędzie wielorazowego użytku do zdejmowania zszywek	szt.	1						
RAZEM									

GRUPA III - Szew pleciony, poliestrowy, powlekany silikonem, dł nici min. 75cm, poz. 5 taśma niepowlekana dł. 50cm. Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm.

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	Nr 2/0 - igła 30 mm, 1/2 koła okrągła	sasz.	180						
2	Nr 0 - igła 30 mm, 1/2 koła okrągła	sasz.	180						

3	Nr 1 - igła 30 mm, 1/2 koła okrągła	sasz.	180							
4	Nr 1 - igła 37 mm, 1/2 koła okrągła	sasz.	180							
5	Rozmiar nici 5mm - 2xigła 45mm, 1/2koła okrągła tępą	sasz.	6							
RAZEM										

GRUPA IV

Plecionka syntetyczna, wchłaniałna, z igły , powlekana, sterylna, dł. nitki 70-100cm, całkowity czas absorpcji 50-70 dni charakterystyka podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 70- 80% pierwotnej siły po 3 tygodniach 30-50% pierwotnej siły podtrzymania jedna nitka w saszetce. Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm.

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	Nr 2/0 igła 25-26mm ½ koła stożkowa	sasz.	500						
2	Nr 2 igła 40mm ½ koła stożkowa	sasz.	720						
3	Nr 3/0 igła 20-22mm ½ koła stożkowa	sasz.	180						
RAZEM									

GRUPA V

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	Szew odbarczający 2-owalne płytki poliestrowe z cienkimi podkładkami wraz z drutem stalowym 90cm powlekanym polietylenem zakończony z obu stron igłami tnącymi 100mm	sasz.	32						
RAZEM									

GRUPA VI

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
-----	----------------	-----	-------	-----------------	------	------------------	---------------	----------------	------------------------------

1	Nić do szycia łąkotki, specjalistyczna do zabiegów artroskopowych, odporna na działanie soli, wody i płynów ustrojowych, nierozciągana, wytrzymała, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych, podwójny płaszcz zewnętrzny o dwukierunkowym przebiegu splotu w każdym płaszczu, wpływające na brak rozciągliwości w każdym kierunku. Nić w kolorze niebieskim o grubości USP 2/0 i długości min. 75cm, sterylna.	sasz.	30							
2	Nić stalowa z nitinolu elastycznego jednorodna, zakończona uchem z plecionej elastycznej nici stalowej, drugi koniec nici zaokrąglony dostosowany do przejścia przez tkanki łąkotki, sterylna.	sasz.	3							
RAZEM										

GRUPA VII

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	Taśmy sterylne, syntetyczne do zastosowania chirurgicznego zakładane przez otwory zasłonowe do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Taśmy wykonane z polipropylenu, monofilament, niewchłaniający, pleciony, dł. taśmy min. 45cm, szer. taśmy 1 cm, barwiona w całości na kolor niebieski.	szt	20						

2	Taśmy sterylne, syntetyczne do zastosowania chirurgicznego zakładane przez otwory zasłonowe do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Taśma pleciona (nie cięta), bez ostrych krawędzi i plastikowych osłonek, wykonana z włókien polipropylenowych, monofilament dwuskładnikowy „częściowo absorbowany” (monofilament powleczony wchłaniającą warstwą glikolidu i e-kaprolektonu), długość taśmy minimum 45cm, szerokość taśmy 1cm, barwiona w całości na kolor niebieski.	szt	10						
---	--	-----	----	--	--	--	--	--	--

RAZEM

GRUPA VIII

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	Stapler okrężny, jednorazowego użytku, zakrzywiony z łamanym trzpieniem, sterylny pakowany pojedynczo w rozmiarach 25; 28; 31; 34	szt	4						
2	Ładunek jednorazowego użytku, 55mm do stalowego staplera wielokrotnego użytku, wysokość zszywki przed zamknięciem w dwóch rozmiarach 3,5mm i 4,8mm, sterylne pakowane pojedynczo (stapler wielorazowego użytku do zakładania ładunku jednorazowego, autoklawowalny 1 szt – użyczenie)	szt	4						
3	Szew kapciuchowy jednorazowego użytku – 65mm ze szwem poliamidowym o rozmiarze 2/0. Mocowanie 28 stalowymi zszywkami	szt	3						

RAZEM

GRUPA IX

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	Zszywka do łąkotki wykonana z kwasu mlekowego, w długościach 10; 13; 16mm i grubości 1,1mm. Strzałki posiadające niskoprofilowaną, zaokrągloną głowę oraz nacięcia wzdłuż całej długości implantu. Skład materiału zapewniający 24 tygodnie utrzymania wstępnego napięcia siły	szt	40						
2	Dzierżawa podajnika automatycznego szt – 1 (pistoletowy) z igłami kaniulowanymi o różnym kącie zagięcia wraz z magazynkiem wielorazowym do implantów z możliwością użycia magazynków jednorazowych. Autoklawowalny w temp. 134°C w parze wodnej	mies	12						
RAZEM									

GRUPA X

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	Siatka przepuklinowa, niewchłaniająca, jałowa wykonana z jednowłóknowej przędzy polimeru polipropylenowego, grubość siatki 0,55-0,60mm, System Plug do metody Rutkova z fabrycznie nadanym kształtem stożka rozmiar średni	szt	50						
2	Siatka przepuklinowa, niewchłaniająca, jałowa wykonana z jednowłóknowej przędzy polimeru polipropylenowego, grubość siatki 0,55-0,60mm, System Plug do metody Rutkova z fabrycznie nadanym kształtem stożka rozmiar duży	szt	10						

RAZEM

--	--

GRUPA XI

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej (plastyka przednia). Materiał: polipropylen monofilament, implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką. Grubość siatki 0,33mm, porowatość średnia 1000µm, porowatość max 1870µm, porowatość 84%, gramatura 48g/m2. Długość 30cm, wysokość (odległość między ramionami) 8cm i 6cm	szt	45						
2	Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej (plastyka tylna). Materiał polipropylen monofilament, implant o anatomicznym kształcie, z podwójnymi ramionami, pokrytymi plastikową osłonką. Grubość siatki 0,33mm, porowatość średnia 1000µm, porowatość max 1870µm, porowatość 84%, gramatura 48g/m2. Długość 30cm, wysokość 12cm, szerokość 3,5cm	szt	5						

3	Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele. Materiał polipropylen monofilamentowy z częścią rozpuszczalną w środku taśmy – polidioxanową. Plastikowa osłonka na taśmie. Długość 45cm, szerokość 1,1cm, najszerszy wymiar w środkowej części 3,5cm, grubość 0,54mm, porowatość 1165µm, gramatura 116g/m2	szt	5						
4	Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele. Materiał polipropylen monofilamentowy bez części rozpuszczalnej. Plastikowa osłonka na taśmie. Długość 45cm, szerokość 1,1cm, najszerszy wymiar w środkowej części 3,5cm, grubość 0,33mm, porowatość średnia 1000µm, porowatość max 1870µm, porowatość 84%, gramatura 48g/m2	szt	5						

GRUPA XII

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	Proteza do korekcji cystocele wykonana z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 50 x 70 mm, z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu i czterema ramionami o długości ok. 17Cm (+/- 1cm). Grubość siatki 0,34mm, gramatura 28g/m2	szt	10						

2	Proteza do korekcji rectocele wykonana z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 50 x 100 mm, z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu i dwoma ramionami o długości ok. 17Cm (+/- 1cm). Grubość siatki 0,34mm, gramatura 28g/m2.	szt	5						
---	--	-----	---	--	--	--	--	--	--

RAZEM

GRUPA XIII - Szew monofilamentowy, polipropylen, niewchłaniający, syntetyczny. Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm.

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	Nr.8/0, igła 8mm , okrągła,3/8 koła średnica 140 mikronów, nić 15cm	sasz.	12						
2	Nr 6/0, 2-e igły 10mm, okrągła 3/8 koła średnica 200 mikronów, nić 75cm	sasz.	24						
3	Nr 2/0 , igła 30mm, 1/2 koła, okrągła, nić 75cm	sasz.	12						
4	Nr 0 , igła 30mm, 1/2 koła, okrągła gruba, nić 100cm	sasz.	12						

RAZEM